

## Legenda simboli Italiano (IT)

Tutti o parte dei simboli indicati di seguito possono apparire sull'etichetta o nella letteratura del prodotto.

Simbolo	Spiegazione del simbolo	Simbolo	Spiegazione del simbolo
	Marchio CE		Rappresentante autorizzato per l'Europa
	Numero del modello		Conformità valutata per il Regno Unito
	Numero di lotto		Rappresentante autorizzato per la Svizzera
	Quantità		Produttore
	Dispositivo medico		Data di produzione
	Non sterile		Distributore
	Attenzione		Privo di lattice. Prodotto senza lattice di gomma naturale.
	Consultare le istruzioni per l'uso		Sito web delle informazioni per il paziente
	Tenere al riparo dalla luce solare		Monouso per un singolo paziente. Non riutilizzare.
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Conservare in un luogo asciutto